



Equinox精密天平为进行精细测试的实验室带来非凡的精确度。Equinox是科研和质检设备、科学教学、精确计数等应用中的理想选择，尤其在需要精确结果的生产制作过程中。彩色触摸屏上有图标显示，可以驱动菜单，方便使用者访问，操作更直观。

## 我们的尖端天平，清晰的结果只需一个触摸。



### 功能

- 5英寸800x480像素大触摸显示屏，反应灵敏。
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- USB存储卡和USB I/O接口
- 内置记忆卡用于存储检测结果和模式
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 安全密码控制功能可以防止未经授权的访问
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 预设去皮功能可加快重复称重的速度
- 零件计数功能可自由选择样品的大小
- 有多种语言选择
- 自动累计所有结果
- 检测称重带有声光报警
- 配有电源适配器

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 累计称重
- 密度称量
- 显示锁定
- 密度称量
- 统计学
- 纺织业

### 关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

## 产品详情

型号	EPB 363e	ETB 723e	ETB 3202e	ETB 6202e	ETB 8202e	EPB 363i	EPB 723i	EPB 1203i	EPB 2103i	ETB 3202i	ETB 6202i
量程	360g	720g	3200g	6200g	8200g	360g	720g	1200g	2100g	3200g	6200g
精度	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g
重复性 (S.D.)	0.6mg	0.001g	0.005g	0.01g	0.01g	0.6mg	0.001g	0.001g	0.001g	0.005g	0.01g
线性误差	0.003g	0.002g	0.02g	0.03g	0.03g	0.003g	0.002g	0.003g	0.003g	0.02g	0.03g
最小称重	20mg	20mg	20g	20g	20g	20mg	20mg	100mg	100mg	20g	20g
秤盘大小	110mm ø		185x185mm			110mm ø			185x185mm		
称量单位	g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tL.H, tL.S, tL.T, 自定义单位										
稳定的时间 (秒)	2	2	2	3	4	2	2	3	3	2	3
接口	RS-232, USB										
校准	外部校准					内部全自动校准					
显示	触摸屏与13mm液晶										
电源	9VDC 1A 适配器	24V 50/60Hz 500mA 适配器	9VDC 1A 适配器	24V 50/60Hz 500mA 适配器		9VDC 1A 适配器	24V 50/60Hz 500mA 适配器			9VDC 1A 适配器	24V 50/60Hz 500mA 适配器
工作温度	10° 到 30°C										
外壳	ABS 塑料										
防风罩尺寸	称量室 192x195x115mm		无			称量室 192x195x115mm			无		
整体尺寸	224x374x219mm (宽x深x高)		224x374x95mm (宽x深x高)			224x374x219mm (宽x深x高)			224x374x95mm (宽x深x高)		
净重量	14.5lb / 6.6kg					15.2lb / 6.9kg					

### 配件

物料编号	说明
104008036	AVT减震工作台
1060014262	秤盘直径80mm对应型号的密度测量仪
3012014259	防护罩
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
3014011014	RS-232转PC数据线
700100046	安全锁
600002028	AdamDU-数据采集软件
700660290	检定证书
700100410	ABI-1, 离子发生器
3014013041	金士顿安全电缆
700100207	E2 1g - 200g 校准砝码组
700100022	E2 100g 校准砝码
700100023	E2 200g 校准砝码
700100398	E1 5g 校准砝码
700100399	E1 10g 校准砝码
700100400	E1 20g 校准砝码
700100401	E1 50g 校准砝码
700100419	E1 1mg - 50g 校准砝码组
700100420	E1 1mg - 100g 校准砝码组
700100421	E1 1mg - 200g 校准砝码组
700100026	E2 1mg - 200g 校准砝码组

### 主要配件



**ATP打印机**  
结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。



**AdamDU-数据采集软件**  
软件将天平连接到实验室网络，帮助获得无缝的数据收集、传输和分析。DU带有一个主要命令窗口的易于使用的界面，使用户能通过RS-232或USB连接且最多一次同时快速地收集8台Adam天平的信息。

由提供